



VL01-000262
2020年2月吉日

お客様各位

株式会社ベリタス
バイオサイエンス本部
技術グループ
マネージャー 横沢 佑弥
製品担当 小塚 寛太

ViewRNA Tissue Assay Core Kit 製品キット内梱包変更のご案内

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

皆様に愛顧頂いております Thermo Fisher Scientific 社 Invitrogen ViewRNA Tissue Assay Core Kit につきまして、下記とおり梱包内容変更がございましたのでご連絡申し上げます。不明な点につきましては弊社技術グループ(電話:03-5776-0040、E-mail:Tech_support@veritastk.co.jp)までお問い合わせください。

敬具

記

1. 対象製品

商品コード	商品名	梱包単位
TFA-19931	ViewRNA Tissue Assay, Core Kit	24 assay
TFA-19942	ViewRNA Tissue Core Kit 96 asy	96 assay

2. 変更内容

この度、タブレットとして提供されておりました Fast Red が、Fast Red Substrate 1、2、3 を含む液体試薬として提供されます。本梱包内容変更に伴う一部マニュアルの変更がございましたが、本変更に伴う性能の違いはございません。

3. 【重要】プロトコルの変更内容

○Fast red タブレットを溶解する代わりに、Fast Red Substrate 1、2、3 を液体試薬として混合できるようになり染色スライドの枚数に応じて(1枚~数十枚のスライド)試薬を自由に調整できるようになりました。

○Fast red 試薬の反応時間(30分→60分)*同等の結果を得るために反応時間が増加しました。

※詳細に関しましては製品添付の英文マニュアルをご確認ください。

以上