



作成日:2022年10月26日  
VL01-0000000558

お客様各位

株式会社ベリタス  
バイオサイエンス本部 技術グループ  
マネージャー 横沢 佑弥  
製品担当 山本 希

## SeCore 製品マニュアル変更についてのお知らせ

拝啓

平素より One Lambda 製品をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。  
HLA タイピング試薬 SeCore Sequencing Kits において、マニュアル変更がございましたのでお知らせいたします。ご不明な点がございましたら技術グループまでお問い合わせください。  
今後とも弊社及び One Lambda 製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【対象商品】 SeCore™ Sequencing Kits および SeCore™ GSSP Kits

【対象商品コード】

< SeCore Sequencing Kits >

商品名	製品コード(25 tests)	製品コード(500 tests)
SECORE LOC A SEQ KIT	OLI-5300025	OLI-22000D
SECORE LOC B SEQ KIT	OLI-5311025D	OLI-22110D
SECORE LOC C SEQ KIT	OLI-5320025	OLI-22200D
SECORE LOC DRB SEQ KIT	OLI-5330025	OLI-22300D
SECORE DRB1 LOC EX 2 3 SEQ KIT	OLI-A15571	OLI-A15573
SECORE LOC DRB GRP SEQ KIT	OLI-5331025	
SECORE LOC DQB1 SEQ KIT	OLI-5341025D	OLI-22410D
SECORE LOC DPB1 SEQ KIT	OLI-5351025	OLI-22510D

< SeCore GSSP Kits >

SECORE CUSTOM GSSP KIT OLI-A11256

【変更内容】

「Materials and equipment required but not included」の項目において、「Automated DNA sequencer accessories」のリストより POP-7™ Polymer が削除されました。これにより推奨の POP 試薬は POP-6™ Polymer のみとなります。

詳細は One Lambda 発行の英語マニュアル(TDX-OLI-DMR-PS-1693 Rev05 および TDX-OLI-DMR-PS-0328 Rev03)をご参照ください。

お問い合わせ先: バイオサイエンス本部技術グループ

TEL: 03-5776-0040 メール: [Tech\\_support@veritastk.co.jp](mailto:Tech_support@veritastk.co.jp)

以上

**A GLOBAL BIOTECHNOLOGY MARKETING COMPANY**  
www.veritastk.co.jp

株式会社ベリタス Veritas Corporation

〒105-0013 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6階 Tel:03-5776-0078(代) Fax:03-5776-0076