

凡例

製品・ブランド名

対象動物種

概要・原理

必要な装置・器具



EasySep Direct

ヒト
赤血球と不要細胞を除去
磁気ビーズ法 (ネガティブ分離)
EasySep専用磁石が必要

RosetteSep

ヒト
赤血球と不要細胞を除去
遠心機が必要



全血
(or 骨髓, 脾臓など)

細胞分離の流れ

特定の細胞

SepMate

ヒト、マウス、その他
比重遠心用特殊チューブ
遠心機が必要



EasySep Direct PBMC

ヒト
赤血球と不要細胞を除去
磁気ビーズ法 (ネガティブ分離)
EasySep専用磁石が必要

HetaSep

ヒト
赤血球除去
遠心機が必要 or 不要



EasySep RBC Depl.

ヒト
赤血球を除去
磁気ビーズ法 (ネガティブ分離)
EasySep専用磁石が必要

PBMC
(単核球)

有核細胞
(単核球 + 顆粒球)

EasySep

ヒト、マウス、その他
磁気ビーズ法 (ネガティブ or ポジティブ分離)
EasySep専用磁石が必要



EasySep Release

ヒト、マウス
磁気ビーズ法 (ポジティブ分離後、ビーズを細胞から剥離)
EasySep専用磁石が必要

Dynabeads

ヒト、マウス、その他
磁気ビーズ法 (ネガティブ or ポジティブ分離、
ビーズを細胞から剥離可能な製品あり)
Dynabeads専用磁石が必要

